

**Produkt:** BAND-LOK® A med fluorid  
**Produkttyp:** Ortodonti

### 3. Notified body vid CE-märkning

CE 0473

### 4. Tillverkare

Reliance Orthodontic Products, Inc., 1540 West Thorndale Ave., ITASCA, IL 60143, USA  
 Tel: 001(630)773 4009, Fax 001(630)250 7704, Kontaktperson: Marsha Acuna  
 Email: paulgropi@aol.com, Internet: www.reliance.com  
 CE Administration Forestadent UK, 21 Carters Lane, Klin Farm, Milton Keyes, MK11 3HL  
 Nödtelefon : 908-568-922

### 5. Ansvarig för dessa uppgifter

Lars Romander, Box 98, 459 22 Ljungskile  
 Tel: 0522 29197, Fax 0522 22930

### E-post till ansvarig

[com@westconsult.se](mailto:com@westconsult.se)

### Frågor kan ställas på

Svenska Engelska Spanska Tyska

### 6. Distributörer i Sverige

West Consult AB

### 7. Användningsområde

Ortodonti

### 8. Kontraindikationer

Inga kända

### 12. Fyller kraven i följande standards

ISO 9001 /EN46001

### 14. Vid korrekta lagringsförhållanden är hållbarhetstiden

36 månader från tillverknings datum

ISO 9001 /EN46001

### 15. Finns i följande förpackningar, färger, storlekar, etc

Ett kit Band-Lok innehåller: (4) 6 gm. sprutor med A Pasta, (4) 6 gm. sprutor med B Pasta, Blandningsplatta och Spatlar (BL).

Kit med Blåton heter (BLB);

INGÅENDE ENHETER:

6 gm. Band-Lok Pasta A i Skruvspruta (BLSA)

6 gm. Band-Lok Pasta A Blåtonad i Skruvspruta (BLSAB)

6 gm. Band-Lok Pasta B i Skruvspruta (BLSB)

Band-Lok™ finns också i självblandande spruta i tandfärgad och blåtonad version (SMBLK) och (SMBLBK). Ett kit innehåller 4 Dualsprutor pasta, 60 blandningstippar och 9g flytande ets.

## V2. Sammansättning / ämnenas klassificering

Ingående föreningar	CASnr	Halt%	Klassifikation
Bisfenoldiglycidylmetakrylat	1565-94-2	8-30	Xi; R36/38-43
Hydroxietylmetakrylat	868-77-9	7-13	Xi; R36/38-43
Filler: Fluorosilikat	65997-18-4	40-70	

**V3. Farliga egenskaper**

Irriterar ögonen; Kan orsaka allergiska reaktioner på hud;

**V4. Första hjälpen**

Inandning: Kräver inte första hjälpen insatser

Hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten

Ögonkontakt: Spola med rinnande vatten under minst 15 minuter, varvid ögonlocket skall hållas öppet, sök medicinsk hjälp.

Intag, sväljning: Drick 2 glas vatten eller mjölk. Om stora mängder intagits sök medicinsk hjälp.

**V5. Åtgärder vid brand**

Eldbekämpningsmedel: Pulversläckare, skum eller koldioxid.

Brand och explosionsrisk: Vid förbränning kan irriterande gas bildas.

**V6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp**

Torka med fuktiga pappersdukar som skall hanteras som miljöfarligt avfall.

**V7. Hantering och lagring**

Hantering: Produkten får endast användas för dentala applikationer av utbildad personal – endast för professionell användning. Lagring: Förvaras i ventilerad, torr, sval (<22°C). Öppnad enhet förvaras i kylskåp(4-8 °C).

**V8. Begränsning av exponering/personliga skyddsåtgärder**

Ögon: Använd skyddsglasögon. Hud: Användning av skyddshandskar anbefalles.

**V9. Fysikaliska och kemiska egenskaper**

Utseende	Viskös pasta	Explosionsgräns låg/hög	Ej fastställd
Färg	Brun	Ångtryck @ 20°C	Ej angivet
Lukt	akrylatdoft	Densitet g/cc	>1
Löslighet (H <sub>2</sub> O)	olöslig	Ångdensitet (luft=1)	Ej angivet
Kokpunkt/Intervall	Ej angivet	pH	Ej angivet
Mältpunkt/Intervall	Ej angivet	Flyktiga organiska föreningar	Förekommer ej
Flampunkt	>38°C	Förångningshastighet	Ej angivet
Självantändning	Ej fastställd		

**V10. Stabilitet och reaktivitet**

Undvik temperaturer ≥40°C

**V11. Toxikologisk information**

Irriterar ögon och hud, speciellt på känsliga personer

**V12. Ekologisk information**

Ej tillämpligt

**V13. Avfallshantering**

Sanitärt avfall

**V14. Transportinformation**

Använd konventionella transportmedel och metoder.

**V15. Gällande bestämmelser**

Klassificering Xi Irriterande

**V16. Övrig information**

Risk fraser/benämningar/nyckelord: R36/38; Irriterar ögon och hud, R43; Kan förorsaka allergiska reaktioner vid kontakt med hud.

Skyddsfraser/benämningar/nyckelord: S37/39. Använd skyddshandskar och skyddande kläder.