

Produkt: BAND-LOK® B
Produkttyp: Ortodonti

3. Notified body vid CE-märkning

CE 0473

4. Tillverkare

Reliance Orthodontic Products, Inc., 1540 West Thorndale Ave., ITASCA, IL 60143, USA
Tel: 001(630)773 4009, Fax 001(630)250 7704, Kontaktperson: Marsha Acuna
Email: paulgropi@aol.com, Internet: www.reliance.com
CE Administration Forestadent UK, 21 Carters Lane, Klin Farm, Milton Keyes, MK11 3HL
Nödtelefon : 908-568-922

5. Ansvarig för dessa uppgifter

Lars Romander, Box 98, 459 22 Ljungskile
Tel: 0522 29197, Fax 0522 22930

E-post till ansvarigcom@westconsult.se**Frågor kan ställas på**

Svenska Engelska Spanska Tyska

6. Distributörer i Sverige

West Consult AB

7. Användningsområde

Ortodonti

8. Kontraindikationer

Inga kända

12. Fyller kraven i följande standards

ISO 9001 /EN46001

14. Vid korrekta lagringsförhållanden är hållbarhetstiden

36 månader från tillverknings datum

ISO 9001 /EN46001

15. Finns i följande förpackningar, färger, storlekar, etc

Ett kit Band-Lok innehåller: (4) 6 gm. sprutor med A Pasta, (4) 6 gm. sprutor med B Pasta, Blandningsplatta och Spatlar (BL).

Kit med Blåton heter (BLB);

INGÅENDE ENHETER:

6 gm. Band-Lok Pasta A i Skruvspruta (BLSA)

6 gm. Band-Lok Pasta A Blåtonad i Skruvspruta (BLSAB)

6 gm. Band-Lok Pasta B i Skruvspruta (BLSB)

Band-Lok™ finns också i självblandande spruta i tandfärgad och blåtonad version (SMBLK) och (SMBLBK). Ett kit innehåller 4 Dualsprutor pasta, 60 blandningstippar och 9g flytande ets.

V2. Sammansättning / ämnenas klassificering

Ingående föreningar	CASnr	Halt%	Klassifikation
Bisfenoldiglycidylmetakrylat	1565-94-2	7-13	Xi; R36/38-43
Trietylglykoldimetakrylat	109-16-0	7-13	Xi; R36/38-43
Diarylsulfondimetakrylat		8-30	Xi; R36/38-43
Filler: Fluorosilikat glas	65997-18-4	40-70	

V3. Farliga egenskaper

Irriterar ögonen; Kan orsaka allergiska reaktioner på hud;

V4. Första hjälpen

Inandning: Kräver inte första hjälpen insatser

Hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten

Ögonkontakt: Spola med rinnande vatten under minst 15 minuter, varvid ögonlocket skall hållas öppet, sök medicinsk hjälp.

Intag, sväljning: Drick 2 glas vatten eller mjölk. Om stora mängder intagits sök medicinsk hjälp.

V5. Åtgärder vid brand

Eldbekämpningsmedel: Pulversläckare, skum eller koldioxid.

Brand och explosionsrisk: Vid förbränning kan irriterande gas bildas.

V6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp

Torka med fuktiga pappersdukar som skall hanteras som miljöfarligt avfall.

V7. Hantering och lagring

Hantering: Produkten får endast användas för dentala applikationer av utbildad personal – endast för professionell användning. Lagring: Förvaras i ventilerad, torr, sval (<22°C). Öppnad enhet förvaras i kylskåp(4-8 °C).

V8. Begränsning av exponering/personliga skyddsåtgärder

Ögon: Använd skyddsglasögon. Hud: Användning av skyddshandskar anbefalles.

V9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	Viskös pasta	Explosionsgräns låg/hög	Ej fastställd
Färg	Vit	Ångtryck @ 20°C	Ej angivet
Lukt	akrylatdoft	Densitet g/cc	>1
Löslighet (H ₂ O)	olöslig	Ångdensitet (luft=1)	Ej angivet
Kokpunkt/Intervall	Ej angivet	pH	Ej angivet
Mältpunkt/Intervall	Ej angivet	Flyktiga organiska föreningar	Förekommer ej
Flampunkt	>38°C	Förångningshastighet	Ej angivet
Självantändning	Ej fastställd		

V10. Stabilitet och reaktivitet

Undvik temperaturer ≥40°C

V11. Toxikologisk information

Irriterar ögon och hud, speciellt på känsliga personer

V12. Ekologisk information

Ej tillämpligt

V13. Avfallshantering

Sanitärt avfall

V14. Transportinformation

Använd konventionella transportmedel och metoder.

V15. Gällande bestämmelser

Klassificering Xi Irriterande

V16. Övrig information

Risk fraser/benämningar/nyckelord: R36/38; Irriterar ögon och hud, R43; Kan förorsaka allergiska reaktioner vid kontakt med hud.

Skyddsfraser/benämningar/nyckelord: S37/39. Använd skyddshandskar och skyddande kläder.