

Produkt:

Metal Primer

Användningsområde:

Ortodonti

3. Notified body vid CE-märkning

CE 0473 Amtac Certification Services Ltd., Regus Business Centre, Eagle Court, Concord Business Park, Threapwood Rd, Manchester, M22 0RR, UK; Nödtelefon 44-908-568-922

4. Tillverkare

Reliance Orthodontic Products, Inc., 1540 West Thorndale Ave., ITASCA, IL 60143, USA
Tel: 001(630)773 4009, Fax 001(630)250 7704, Kontaktperson: Marsha Acuna
Email: paulgropi@aol.com, Internet: www.reliance.com
CE Administration Forestadent UK, 21 Carters Lane, Klin Farm, Milton Keynes, MK11 3HL
Nödtelefon : 44-908-568-922

5. Ansvarig för dessa uppgifter

Lars Romander, Box 98, 459 22 Ljungskile
Tel: 0522 29197, Fax 0522 22930

E-post till ansvarig

com@westconsult.se

Frågor kan ställas på

Svenska Engelska Spanska Tyska

6. Distributörer i Sverige

West Consult AB

7. Användningsområde

Ortodonti

8. Kontraindikationer

Ej angivna

12. Fyller kraven i följande standards

ISO 9001 /EN46001

14. Vid korrekta lagringsförhållanden är hållbarhetstiden

36 månader från tillverknings datum

ISO 9001 /EN46001

15. Finns i följande förpackningar, färger, storlekar, etc

Metal Primer 10 ml

V2. Sammansättning / ämnenas klassificering

Ingående föreningar	CASnr	Halt %	Klassifikation
Metylmetakrylat	80-62-6	60-99	F; R11; Xi; R37/38, R42-43

V3. Farliga egenskaper

Irriterar ögonen; Kan framkalla allergiska reaktioner vid hudkontakt;

V4. Första hjälpen

Inandning: Ombesörj tillgång till frisk luft och vila;

Hudkontakt: Tvätta omedelbart med tvål och vatten;

Ögonkontakt: Spola med rinnande vatten under minst 15 minuter, varvid ögonlocket skall hållas öppet, sök medicinsk hjälp.

Intag, sväljning: Drick 2 glas vatten eller mjölk. Om stora mängder intagits sök medicinsk hjälp.

V5. Åtgärder vid brand

Eldbekämpningsmedel: Pulversläckare, skum eller koldioxid.

Brand och explosionsrisk: Vid förbränning kan irriterande gas bildas.

V6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp

Torka med torra pappersdukar som skall hanteras som miljöfarligt avfall.
Lättantändlig;

V7. Hantering och lagring

Hantering: Produkten får endast användas för dentala applikationer av utbildad personal – endast för professionell användning. Undvik att utsätta produkten för ljusintensitet >10.000 lux. Lagring i kylskåp 2-8 °C.

V8. Begränsning av exponering/personliga skyddsåtgärder

Ögon: Använd skyddsglasögon. Hud: Använd skyddshandskar.

V9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	Vätska	Explosionsgräns låg/hög	Ej fastställd
Färg	Ofärgad	Ångtryck @ 20°C	Ej angivet
Lukt	Akrylatdoft	Densitet g/cc	0,94
Löslighet (H ₂ O)	16 g/l	Ångdensitet (luft=1)	5,1
Kokpunkt/Intervall	>101°C	pH	Ej angivet
Smältpunkt/Intervall	-48°C	Flyktiga organiska föreningar	Metylmetakrylat
Flampunkt	10°C	Förångningshastighet	Ej angivet
Självantändning	Ej fastställd		

V10. Stabilitet och reaktivitet

Undvik temperaturer högre temperaturer

V11. Toxikologisk information

Irriterar andningssystemet, ögon och hud, speciellt på känsliga personer. Kan framkalla allergisk reaktion vid hudkontakt;

V12. Ekologisk information

Ej tillämpligt

V13. Avfallshantering

Sanitært avfall

V14. Transportinformation

Använd konventionella transportmedel och metoder.

V15. Gällande bestämmelser

Ej tillämpligt

V16. Övrig information

Risk fraser/benämningar/nyckelord: R11 Lättantändlig; R36/37/38; Irriterar andningssystemet, ögon och hud, R43; Kan förorsaka allergiska reaktioner vid kontakt med hud.

Skyddsfraser/benämningar/nyckelord: S37/38. Använd skyddshandskar och skyddande kläder. Undvik utdragen inandning av ohärdat material. Efterlev normala hygieniska normer;