

**Produkt:** Plastic Conditioner  
**Användningsområde:** Ortodonti

**3. Notified body vid CE-märkning**

CE 0473 Amtac Certification Services Ltd., Regus Business Centre, Eagle Court, Concord Business Park, Threapwood Rd, Manchester, M22 0RR, UK; Nödtelefon 44-908-568-922

**4. Tillverkare**

Reliance Orthodontic Products, Inc., 1540 West Thorndale Ave., ITASCA, IL 60143, USA  
Tel: 001(630)773 4009, Fax 001(630)250 7704, Kontaktperson: Marsha Acuna  
Email: paulgropi@aol.com, Internet: www.reliance.com  
CE Administration Forestadent UK, 21 Carters Lane, Klin Farm, Milton Keynes, MK11 3HL  
Nödtelefon : 44-908-568-922

**5. Ansvarig för dessa uppgifter**

Lars Romander, Box 98, 459 22 Ljungskile  
Tel: 0522 29197, Fax 0522 22930

**E-post till ansvarig**

[com@westconsult.se](mailto:com@westconsult.se)

**Frågor kan ställas på**

Svenska Engelska Spanska Tyska

**6. Distributörer i Sverige**

West Consult AB

**7. Användningsområde**

Ortodonti

**8. Kontraindikationer**

Ej angivna

**12. Fyller kraven i följande standards**

ISO 9001 /EN46001

**14. Vid korrekta lagringsförhållanden är hållbarhetstiden**

36 månader från tillverknings datum

ISO 9001 /EN46001

**15. Finns i följande förpackningar, färger, storlekar, etc**

Plastic Conditioner 10 ml

**V2. Sammansättning / ämnens klassificering**

Ingående föreningar	CASnr	Halt%	Klassifikation
Metylmetakrylat	80-62-6	40-70	F; R11; Xi; R36/38, R42-43
Trietylenglykoldimetakrylat	109-16-0	5-10	Xi; R36/38, R42-43
Isobutylmetakrylat	97-86-9	30-60	Xi; R36/38, R42-43

**V3. Farliga egenskaper**

Irriterar ögonen; Kan framkalla allergiska reaktioner vid hudkontakt;

**V4. Första hjälpen**

Inandning: Ombesörj tillgång till frisk luft och vila;

Hudkontakt: Tvätta omedelbart med tvål och vatten;

Ögonkontakt: Spola med rinnande vatten under minst 15 minuter, varvid ögonlocket skall hållas öppet, sök medicinsk hjälp.

Intag, sväljning: Drick 2 glas vatten eller mjölk. Om stora mängder intagits sök medicinsk hjälp.

**V5. Åtgärder vid brand**

*Eldbekämpningsmedel:* Pulversläckare, skum eller koldioxid.

*Brand och explosionsrisk:* Vid förbränning kan irriterande gas bildas.

#### V6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp

Torka med torra pappersdukar som skall hanteras som miljöfarligt avfall.

#### V7. Hantering och lagring

Hantering: Produkten får endast användas för dentala applikationer av utbildad personal – endast för professionell användning. Lagras torrt och svalt (<22°C).

#### V8. Begränsning av exponering/personliga skyddsåtgärder

Ögon: Använd skyddsglasögon. Hud: Använd skyddshandskar.

#### V9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	Klar vätska	Explosionsgräns låg/hög	Ej fastställd
Färg	Ofärgad	Ångtryck @ 20°C	Ej angivet
Lukt	Akrylatdoft	Densitet g/cc	<1
Löslighet (H <sub>2</sub> O)	Ej lös	Ångdensitet (luft=1)	Ej angivet
Kokpunkt/Intervall	>100°C	pH	Ej angivet
Smältpunkt/Intervall	Ej angiven	Flyktiga organiska föreningar	Metylmetakrylat
Flampunkt	<38°C	Förångningshastighet	Ej angivet
Självantändning	Ej fastställd		

#### V10. Stabilitet och reaktivitet

Stabil men undvik högre temperaturer

#### V11. Toxikologisk information

Irriterar andningssystemet, ögon och hud, speciellt på känsliga personer. Kan framkalla allergisk reaktion vid hudkontakt;

#### V12. Ekologisk information

Ej tillämpligt

#### V13. Avfallshantering

Sanitärt avfall

#### V14. Transportinformation

Använd konventionella transportmedel och metoder.

#### V15. Gällande bestämmelser och klassificering

Antändlig, irriterande

#### V16. Övrig information

*Risk fraser/benämningar/nyckelord:* R11 Lättantändlig; R36/38; Irriterar andningssystemet, ögon och hud, R43; Kan förorsaka allergiska reaktioner vid kontakt med hud.

*Skyddsfraser/benämningar/nyckelord:* S37/39. Använd skyddshandskar och skyddande kläder. Undvik utdragen inandning av ohärdat material. Efterlev normala hygieniska normer; S(2)7-9-16-23-33 förvaras otillgänglig för barn. Behållaren skall förvaras väl sluten på ventilerad plats, rökning förbjuden, undvik närhet till öppen eld, andas ej in ångor och undvik elektrostatisk urladdning.